



MPA – Tiszta Mannoprotein a bor érzékszervi finomítására

Szártott mannoprotein készítmény részleges stabilizáló hatással

Cyártó: VASON GROUP S.r.l. Località Nassar, 371 - 37020 Pedemonte Verona
Forgalmazó: Cellarius Kereskedőház Kft. Szigetvár H-7900 Dencsházai út 12.

Összetétel:

Tiszta mannoprotein.

Jellemzők:

Az MPA egy speciális mannoprotein szelekció, amelyet egy különleges biotechnológiai szeparációs eljárás segítségével vontak ki ügyelve arra, hogy megőrizzék az anyag eredeti kolloidális struktúráját. A készítmény enyhén borostyánsárga színű, granulátum formájú por. Vízben könnyen feloldható, enyhén opálos oldatot képez. Az MPA részleges stabilizáló hatással van a bor hidegstabilitására, valamint a kolloidális kiválásokra. Az MPA mannoprotein készítménnyel kezelt tétel mikroszűréssel szűrhető.

Alkalmazása:

Az MPA kifejezetten jól alkalmazható a bor kolloidális szerkezetének, komplexitásának javítására, és a teltség-kerektség érzet emelésére. Az MPA alapanyagául szolgáló összetevőket az illatsemlegességre is szelektálták ezért nem befolyásolja negatívan a kezelt tétel illatát, ugyanakkor rendkívüli harmonizációs hatással vannak egyes disszonáns, nyers tannin érzetet adó összetevőkre. A magas alkoholtartalmú tételeknél adagolt MPA csökkentheti a tétel alkoholos lecsengését. Az MPA mikroszűrhető, ezért adagolását -az ajánlott dózisokkal-, röviddel a palackozás előtt is el lehet végezni, mivel nem befolyásolja szignifikáns módon a tétel szűrhetőségi indexét. Minden más esetben a végső mikroszűrés előtt ajánljuk az előzetes laboratóriumi teszt elvégzését. Mivel a termék védőkolloidként viselkedik, és a fehérje összetevőkkel interakcióba lép, mindenképpen már fehérje stabil borok esetében alkalmazzuk csak. Pezsgőkészítés technológiájában kiválóan alkalmazható mind a tirázslikőr mind az expedíciós likőr készítésénél.

Alkalmazásakor vegyük figyelembe az érvényben lévő vonatkozó előírásokat.

Használata:

Keverjük el a szükséges MPA-t súlyának 20-szoros mennyiségű vízben. (Az ajánlott optimális hígítási arány 1:50). Az ajánlott dózisban alkalmazva a bor szűrhetőségét nem módosítja. Minden más esetben előzetes laboratóriumi kontrol ajánlott.

Adagolás:

1-3 g/hL fehér borokhoz; 3 -10 g/hL vörös borokhoz

Figyelmeztetés: Az MPA legálisan használható maximális adagja a borkészítés során 40g/hL.

Csomagolás:

0,5kg visszaforgatható polietilén kannákban.

Tárolás:

Száraz, hűvös (5-15 °C) helyen tartandó, a kinyitott kannát hermetikusan zárjuk vissza. A termék 18 hónapig őrzi meg a szavatosságát.

Figyelmeztetés:

Az 1992/01/28-as olasz minisztériumi határozat alapján: 'Nem Veszélyes'.

Érvényes 2021.01.01-től.

CELLARIUS KERESKEDŐHÁZ Kft.

----- www.cellarius.hu -----

Telefon: +36 (30) 016-5581 | Email: info@cellarius.hu

H-7900 Szigetvár, Dencsházai út 12. | Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság, Pécs | Cg.szám: 02-09-069440